

BIOWIZARD Platinum



Entlasten Sie Ihren Kopf,
konzentrieren Sie sich auf die Arbeit

BIOWIZARD Platinum



Microbiological **SMART** Safety Cabinet



EN 12469:2000 Norm

Die Norm fordert für Sicherheitswerkbänke nur eine Lautstärke unterhalb des sehr hohen Geräuschpegel von 65 db. Lärm ist unerwünscht und unangenehm für die Benutzer. Er blockiert den Kopf und führt zu einer psychischen und physischen Belastung. Eine hohe Geräuschbelastung belastet nicht nur das Hörvermögen, erhöht den Stress und den Blutdruck, sondern verringert auch die Konzentration, Kreativität und Auffassungsvermögen. Die Kojair Platinum SMART Geräte sind gemäß der Norm EN 12469:2000 gebaut, aber produzieren nur einem Geräuschlevel von bis hinunter zu 37 db.



Geräuschverminderungssystem NRS

Das Kojair Geräuschverminderungssystem NRS der Kojair Platinum SMART Sicherheitswerkbänke vermindert die Geräuschbelastung auf bis zu 37 db. Diese Geräuschverminderung vermindert nicht die Sicherheitskriterien der Bänke. Sicherheit kommt immer zuerst.



Offizielle Tests und Zertifikate

Mehr und mehr Hersteller verweisen auf Sicherheitswerkbänke mit einer geringen Lautstärke. Aber nach der Inbetriebnahme werden dann die versprochenen Werte nicht erreicht. Um Ihnen Sicherheit zu geben, wurden die Kojair SMART Sicherheitswerkbänke von einer unabhängigen Stelle, dem technischen Forschungszentrum Finnland Ltd (VTT) getestet und zertifiziert. Die Tests wurden im Betrieb gemäß der Norm EN 12469 / NEN-EN-ISO 3744 durchgeführt.

Kojair Tech Oy
Teollisuustie 3 • FI-35700 Vilppula • Finland
Tel. +358 3 471 7000
sales@kojair.com • www.kojair.com



MADE IN  FINLAND

