

BIOWIZARD Platinum



WORLD'S MOST SILENT

Starting from **37 dB**

EN 12469 / ISO 3744

Ontlast uw brein,
concentreer op het werk

BIOWIZARD Platinum



Microbiological **SMART** Safety Cabinet



EN 12469:2000 Norm

De EN norm geeft aan dat een werkbank een geluidsniveau moet hebben onder de 65 dB. Een hoog geluidsniveau beïnvloedt niet alleen het gehoor, stressbestendigheid en bloeddruk maar verzwakt ook de concentratie, creativiteit en acceptatie vermogen. De Kojair Platinum SMART is ontwikkeld conform de EN 12469:2000, met een geluidsniveau vanaf slechts 37dB.



Noise reduction system (NRS)

Dankzij het Kojair noise reduction system (NRS) heeft de Kojair Platinum SMART werkbank een geluidsniveau vanaf slechtst 37dB. Hierbij is uitgegaan van de functionele en veiligheidsuitgangspunten van een microbiologische veiligheidswerkbank. Veiligheid staat centraal!!



Officieel getest en gecertificeerd

Steeds vaker claimen fabrikanten een laag geluidsniveau. Na aanschaf blijkt dat de werkbank de opgegeven waarde niet haalt. Om deze discussie te voorkomen heeft Kojair de Platinum SMART officieel laten testen en certificeren door een onafhankelijke partij namelijk de Technical Research Centre of Finland Ltd (VTT). Testen zijn uitgevoerd volgens de EN 12469 / NEN-EN-ISO 3744.

Kojair Tech Oy
Teollisuustie 3 • FI-35700 Vilppula • Finland
Tel. +358 3 471 7000
sales@kojair.com • www.kojair.com



MADE IN FINLAND

